

注油すると除菌ができる

オゾンが溶解した高純度潤滑油

ハンドピースの中に入
った細菌・ウイルスが
気になります。

正しく高純度オイルで
注油するとハンドピースが
長持ちします。



メンテナンスオイルスプレー

オゾノイル アルファ OZONOILα

480ml MADE IN JAPAN

おかげ様で販売累計 30,000 本
生産コストダウンで値下げ出来ました。

¥5,500-
標準価格 ¥ 4,500 (税別)

オゾノイルアルファは

兵庫県神戸市の(財)先端医療振興財団クラスター推進センターの
技術支援を受け、開発に成功したオゾン溶解高純度潤滑油スプレーです。

Eテック

検索

オゾノイルアルファの特長

- 1. 除菌** オゾン (O₃) が溶解した高純度オイルで、精密機器の内部の除菌を行います。
- 2. 潤滑** タービン、コントラ等の回転軸の周囲に内蔵されているボールベアリングに、十分な潤滑性でハンドピースの寿命をのばします。
- 3. 安全性** 高純度オイル成分は、人体に安全・安心です。(口腔粘膜刺激性試験・経口毒性試験を(財)日本食品分析センターにより安全を立証)
- 4. さらさらオイル** ハンドピースヘッドのオイル抜けが容易になりました。(当社比)
- 5. 特許取得** 業界初オゾン溶解オイルを使用したスプレー。

除菌ができる高純度潤滑油スプレーの新時代!

オゾン (O₃) + 高純度オイル

※使用上の注意と使用方法

- ・ハンドピースのヘッドから、若干オイルが出るまで注油して下さい。
- ・注油後はハンドピースから余分なオイルを空回しさせて除去して下さい。
- ・オートクレーブ等で滅菌消毒をおこなう前後に使用して下さい。
- ・冷暗所に立てて、保管して下さい。

オゾノイルアルファ開発の経緯

平成20年度神戸市「ドリームキャッチプロジェクト」にて採択された「医療機器用滅菌処理用液剤」が、(財)先端医療振興財団クラスター推進センターの事業化支援を受け、特許取得後(平成23年12月)歯科ハンドピース用としては、業界初となる“除菌ができるメンテナンスオイルスプレー”として開発に成功し、事業化されました。さらに、平成26年2月には(公財)新技術開発財団による助成企業に選定され、より多目的な分野への研究を進めております。

発売元 **株式会社 E テック**

本社 〒654-0151 神戸市須磨区北落合3-28-2
TEL 078-795-1217 FAX 078-795-1227

URL: <http://www.e-teck.co.jp/>

お問い合わせ先: